

2024 生醫年會
好 — 優 — 惠

買 就 送

實驗不卡卡

助你

- 儀器乖乖很聽話 →
- 每天都有新 Data →

(2 款 1 入) 12 x 12 cm

以單筆訂單計
每張訂單限贈 1 組


贈品數量有限
送完為止

活動至 2024.03.31 止



UNIMED 騰達行

每天都有
新Data



UNIMED 騰達行

☎ 0800-211-819

支持您的 WB 日常

最挺你 1 號

買 最防漏的鑄膠台套組 單件 **9 折**

再送 TurboMix 加速鑄膠套組一組 (價值 3,000 元 #TMKIT-10)

\ 只需加入 APS 與 TEMED，上下層一次凝膠！ /



| 貨號 | 品名 / 內容 |
|----------|---------------------------------|
| MGCK-75M | mPAGE® Gel Casting Kit, 0.75 mm |
| MGCK-10M | mPAGE® Gel Casting Kit, 1.0 mm |
| MGCK-15M | mPAGE® Gel Casting Kit, 1.5 mm |

鑄膠台套組，內含鑄膠台 2 組、Comb 10 & 15 well 各 5 支、長玻璃 5 片、短玻璃 10 片、拆膠器 5 支

最挺你 2 號

\ 最方便、高解析度！ /

買 Bis-Tris 預鑄膠片 **6 組** (可任選)

就送 防漏 Mini 電泳槽一組 (價值 20,500 元 #MGT-2)

- 文獻等級的蛋白質電泳圖、實惠的價格
- 相容於常用的蛋白質電泳槽
- 高達 80 μ L / well 的樣本容納量
- 跑膠時間可節省最多 15 分鐘
- Bis-Tris 凝膠片及 MES / MOPS 緩衝液可維持 pH 中性環境、避免蛋白質出現修飾 (modification) 現象而劣化數據圖

| 膠片濃度 | Well 數 | 貨號 |
|-------|---------|---------|
| 4-12% | 10-well | MP41G10 |
| | 12-well | MP41G12 |
| | 15-well | MP41G15 |
| 4-20% | 10-well | MP42G10 |
| | 12-well | MP42G12 |
| | 15-well | MP42G15 |
| 8-16% | 10-well | MP81G10 |
| | 12-well | MP81G12 |
| 8% | 15-well | MP81G15 |
| | 10-well | MP8W10 |
| | 12-well | MP8W12 |
| 10% | 15-well | MP8W15 |
| | 10-well | MP10W10 |
| | 12-well | MP10W12 |
| 12% | 15-well | MP10W15 |
| | 10-well | MP12W10 |
| | 12-well | MP12W12 |
| | 15-well | MP12W15 |



需一次出貨

| 貨號 | 品名 / 內容 | 規格 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| MGT-2 | mPAGE® Mini Gel Tank | 1 system (for 2 gels) |



Immobilon® Now PVDF membrane 免裁切

- 省時：一刀裁切，不須量測大小
- 好方便：Mini & Midi 兩種規格隨您裁切
- 不浪費：用多少裁多少
- 節省空間



Immobilon® -P

適用 >20kDa 的蛋白

Immobilon® -PSQ

適用 <20kDa 的蛋白

Immobilon® -FL

適用螢光偵測應用

Immobilon® -E

無須預浸泡甲醇

| | 貨號 | 品名 | 孔徑 (µm) |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|
| I-Now | IEVH85R | IMMOBILON-E, 8.5 CM X 10 M ROLL | 0.45 µm |
| | IPVH85R | IMMOBILON-P, 8.5 CM X 10 M ROLL | 0.45 µm |
| | ISEQ85R | IMMOBILON-PSQ, 8.5 CM X 10 M ROLL | 0.2 µm |
| | IPFL85R | IMMOBILON-FL, 8.5 CM X 10 M ROLL | 0.45 µm |
| | HATF85R | Immobilon®-NC 8.5 CM X 10 M ROLL | 0.45 µm |

Substrate 依照樣本表現量，提供多種靈敏度選擇



預混款

隨開即用

選擇多

| 貨號 | WBLUC0500 | WBLUR0500 | WBLUF0500 |
|------|--|---|---------------------------------------|
| 等級 | Immobilon Classico Western HRP substrate | Immobilon Crescendo Western HRP substrate | Immobilon Forte Western HRP substrate |
| 實驗形式 | Western blot ; dot blot | Western blot ; dot blot | Western blot ; dot blot |
| 包裝 | Premixed | Premixed | Premixed |
| 靈敏度 | 500 mL | 500 mL | 500 mL |
| | + | ++ | +++ |



經典
熱賣款

高靈敏度

效價比高

| 貨號 | WBKLS0500 | WBULS0100 / WBULS0500 |
|------|--|---|
| 等級 | Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate | Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate |
| 實驗形式 | Western blot ; dot blot | Western blot |
| 包裝 | A+B | A+B |
| 靈敏度 | 2 x 250 mL | 2 x 50 mL 2 x 250 mL |
| | +++ | ++++ |



最挺你 4 號

現貨抗體 限量 \$ 8,900 元 / 支

售完不補 · 先搶先贏

| 目標蛋白 | 物種 | 應用 | 貨號 |
|---|--|------------------------------------|------------------|
| Acetyl Histone H3 (Lys9 and 14) | H | ICC, IHC (p), WB, inhibition assay | ZRB06599-4X25UL |
| Acetylated Tubulin | H, M, R, Mk, B, P, Fg, invertebrates, hamster, protista, ch, plant | DB, EM, IHC, RIA, WB | T7451-100UL |
| Acetylcholinesterase | H | WB, ICC, Neut | MAB304 |
| Acetyl-Histone H3 (Lys9) | H, Vrt, Yeast (<i>S. cerevisiae</i>) | WB, Mplex, ChIP-seq, ChIP | 07-352 |
| Acetyl-Histone H4 | H, T, Eu | WB, ICC, ChIP | 06-866 |
| Acetyl-Lysine | M, R, H, Vrt | IP, WB | 05-515 |
| Akt1/PKB α | H, M, R | IP, WB | 05-796 |
| Amyloid Oligomer, α β , oligomeric | Eu, H, M, R | ELISA, IF, IHC, IH(P), IP, WB | AB9234 |
| APP | H, M, R | ICC, IHC (p), WB | ZRB1151-4X25UL |
| APP | H, R | IH(P), WB | MAB343 |
| APP A4 | Ca, H, M, Mk, Po, R, F | ICC, IF, IHC, IH(P), WB | MAB348 |
| ATRX | M, H | ICC, IHC (p), WB | ZRB001906-4X25UL |
| Aurora-B (N-term) | H | WB, IH(P), ICC, IP | 04-1036 |
| BRCA1 | H, M | ChIP, ICC, IF, IHC, IP, WB | SAB2702136-100UL |
| Caldesmon | H, M, R | ICC, FC, IHC(P), IP, WB | 04-590 |
| CD133 | M | FC | MAB4310X |
| CD44v6 | H | FC, WB, ICC, IH(P) | MAB4073 |
| CD45 | R, H, M | ICC, IHC (p), WB | ZRB1180-4X25UL |
| Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) | H | WB, IHC, ACT | MABC196 |
| c-Jun | H, M, R, Bo, Ch, Dog | WB | 09-754 |
| c-Myc | M, H | ICC, IHC, WB, gene knockdown | ZRB1003-4X25UL |
| Collagen Type II | B, Ca, H, M, Po, R, Sh | ELISA, IHC | MAB1330 |
| Connexin 43 | R, M, H | ICC, IHC (p), WB | ZRB1179-4X25UL |
| Cre Recombinase | A | ELISA, ICC, IF, IHC, WB | MAB3120 |
| CTCF | H, M, R | ICC, IHC (p), WB | ZRB1009-4X25UL |
| CVB4 | H | IF | MAB10220 |
| Cytokeratin 18 | Ca, Ch, H, Ht, M, Po, R, Rb | FC, ICC, IHC, WB | MAB3234 |
| dimethyl-Arginine | H, M | WB | 07-414 |
| dimethyl-Histone H3 (Lys9) | H, Vrt | WB, PIA, Mplex | 07-521 |
| DNA, single stranded specific | A | FC, ICC, IHC, IH(P) | MAB3299 |
| DNA-RNA Hybrid | A | ABA, ChIP, DB, ICC, IP | MABE1095 |
| Dopamine D2 Receptor | H, M, R, Mk | ELISA, IHC, IP, WB | AB5084P |
| DSCR3 | H | WB, IH(P) | ABN87 |
| DYKDDDDK (FLAG epitope tag) | Vrt, E. coli | ELISA, ICC, IF, IP, WB | MAB3118 |
| FADD | H | IHC (p), WB, gene knockdown | ZRB06711-4X25UL |
| Fas | H | FC, ICC, WB | 05-201 |
| Flavivirus | H | IF | MAB10216 |
| FOXP3 | H, M, R | WB, ICC | ABE75 |
| GLUT-1 | H, M | ICC, IF, IHC, WB | ZRB071401-4X25UL |
| GLUT-4 | H, M | WB, IHC | 07-1404 |
| Growth Associated Protein-43 (GAP-43) | H, M, R, Ch, B | ELISA, ICC, IHC, IP, WB | AB5220 |
| HP1 α | H, M, Vrt | ICC, IHC, IP, WB, ChIP | 05-689 |
| HSP90 | B, Ch, H, M, Po, R, Rb | IP, WB, IH(P) | 05-594 |
| Huntingtin | H, M, R | ICC, IHC, WB | ZRB1102-4X25UL |
| Huntingtin Protein | H, R, M | ICC, IHC, WB | MAB5374 |
| IL-33 | H, M | ELISA (i), IHC, WB | SAB3500479-100UG |
| INOS | H, M, R | ELISA, WB | SAB4502011-100UG |
| Integrin α 3 | H | ICC, IHC(P), Func | MAB1952 |
| IRS1 | H, M, R | IP, WB | 06-248 |
| Isocitrate Dehydrogenase 2 (IDH2) | H, M, R | IHC, IP, WB | MABC183 |
| JNK/ SAPK1 | H, M, R | IP, WB | 06-748 |

備註：此活動限庫存品項，優惠價只適用庫存數量。



| 目標蛋白 | 物種 | 應用 | 貨號 |
|--|--|---------------------------------|------------------|
| KRas | H | IHC (p), WB, gene knockdown | ZRB003845-4X25UL |
| Laminin | H, animal | ARR, DB, IHC (p) | L9393-100UL |
| Laminin | H, F, P | ELISA, EM, IF, IHC | SAB4200719-100UL |
| Laminin-5 (γ 2 chain) | H | ELISA, IH(P), WB | MAB19562 |
| LEWIS A | H | ELISA, FC, Func, IH(P),WB | MAB2095 |
| LIM-3 | H, M, F, Fg | IP, WB, ICC, IHC, IH(P) | AB3202 |
| LMO2 (Rhombotin-2) | H | ICC, IF, IHC, WB | MABE1801 |
| Luciferase | A | WB, IHC | 05-603 |
| MAP2 | R, H, M | ICC, IHC (p), WB | ZRB2290-4X25UL |
| MAP2-PE | H | FC | FCMAB318PE |
| MCU | H | IHC | HPA016480-100UL |
| Metabotropic Glutamate Receptor 5 , pain | M, R | IHC, WB | AB5675 |
| MMP-2 | H | ELISA, IP | AB19167 |
| MUC1/episialin | H | FC, IHC | 05-652 |
| Myosin | H, M, R, Rb, B, Po, ch, F, guinea pig | IF, IHC (p), WB | M4276-100UL |
| NA+/K+ ATPASE,A1 | H, R, Rb, M, Mk, Xn, Po, Ca, Sh | ICC, IHC, IP, WB | 05-369 |
| N-Cadherin | H | ICC, IHC, IP, WB | 05-915 |
| Nestin | M, R | ICC, IHC, IH(P), WB | MAB353 |
| Nestin | H | ICC, IHC, WB | ZRB69-4X25UL |
| Nestin (HUMAN) | H | WB, ICC, IHC | ABD69 |
| NeuN | M, R, H | ICC, IF, IHC (p), WB | ZRB377-4X25UL |
| Nuclei | Human Only | IH(P), IP, ICC | MAB1281 |
| O4 | Ch, H, M, R | ICC, IHC | MAB345 |
| Olig-2 | H, M, R | ICC, IHC, IH(P), IP, WB | AB9610 |
| P40 | H | IH(P), WB | MABS519 |
| p53 | H | IHC, IP, WB | 05-224 |
| phospho-AKT (Thr34) | H | WB | 07-789 |
| phospho (Ser10)-acetyl (Lys14)-Histone H3 | M, H, Eu | ICC, WB, ChIP-seq, ChIP | 07-081 |
| phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) | H, M, R, Ca, Ch, B | WB | 07-303 |
| phospho-HSP27 (Ser78) | H | WB | 05-645 |
| phospho-IRS1 (Tyr612) | H, M | IHC, WB, inhibition assay | ZRB09432-4X25UL |
| phospho-p38a(Thr180/Tyr182) | H, M, Vrt | WB, IF | 05-1059 |
| PHOSPHO-PP2A (TYR307) | Vertebrate | ELISA | 05-547 |
| phospho-Rsk1(Thr359/Ser363) | H, M | WB, IP, ICC, IHC(P) | 04-419 |
| Phosphotyrosine | A | WB, ICC, ELISA, IHC, IF, FC, IP | 05-1050 |
| phospho-ZAP-70 (pTyr493) | H, M, R | ELISA, IHC, WB | SAB4504571-100UG |
| Prosurfactant Protein C (proSP-C) | H, M, R | ELISA, IHC, IH(P), WB | AB3786 |
| PTP α | H, M, R | WB | 07-472 |
| RAGE | B, H, M | ELISA, ICC, IHC, WB | MAB5328 |
| Recoverin | H | ICC, IF, IHC (p), WB | ZRB1107-4X25UL |
| RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2) | M | ChIP, WB, ELISA | 04-1571 |
| RORA (AB3) | H, M, R, Rb, G, B, horse, D, Sheep, guinea pig | IHC, WB | AV45608-100UL |
| Sam 68 | H, M, R | IP, WB, ICC | 07-415 |
| Secretagogin | H | IHC, WB | MAB5622 |
| Serotonin | H, Po, R, Rb, Lz, M | IHC | MAB352 |
| SIRT1 | H, M | WB, IP, ICC, IHC, ChIP | 04-1557 |
| Sirt1 (Sir2) | M | ICC, IHC, WB | ZRB07131-4X25UL |
| Sox-2 | H, M | ICC, IHC (p), WB | ZRB5603-4X25UL |
| SOX-9 | M, H | ICC, IHC, WB | ZRB5535-4X25UL |
| SRC | Av, H, M, Mi, R | IP, WB | 05-184 |
| Stella | H, M | ELISA, ICC | MAB4388 |
| Tbr2 | M, H, R | WB, IHC | AB15894 |
| trimethyl-Histone H3 (Lys27) | H, M | ICC, IP, Mplex, WB, IHC | 07-449 |
| trimethyl-Histone H3 (Lys4) | H, M | ICC, IHC, WB, inhibition assay | ZRB04791-4X25UL |
| Tubulin | H, M, R, Rb, B, Mk, ch, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), Oxyrrhis marina (dinoflagellate) | ARR, ELISA (i), ICC, WB | T9822-100UL |
| Tyrosine Hydroxylase | R, M | ICC, IF, IHC (p), WB | ZRB2381-4X25UL |
| Vinculin | IF, IHC (f), WB | H, M, R, B, Ch, C, Frog, Turkey | V9131-100UL |
| β -Tubulin | H, M, R, Bo, Rb,Hamster | ICC, IHC, IF, WB | 05-661-l-100UG |

Western Blotting、IHC antibody

BD WB / IHC 抗體



- BD Transduction Laboratories™ 單株抗體
- 單株抗體 Citation 最多
- 高專一性

明星商品推薦

| 抗體分類 | 貨號 | 相對應抗原 | Clone | 樣本物種 | 可應用實驗 | 包裝 | 相關研究領域 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|---|-------------|--|
| DNA repair | 556415 | PMS2 | A16-4 | Hu, Ms | Western blot, IF, IP | 0.1 mg | Cancer research |
| Transcription factor | 610959 | HIF-1 α | 54/HIF-1 α | Hu | WB, IF | 150 μ g | Hypoxia, Cancer research |
| Apoptosis | 559565 | Caspase-3 Active Form | C92-605 | Hu, Ms | IP/WB, IC/FCM, Bioimaging, ELISA, IHC(Fr) | 25 μ g | Apoptosis, Inflammation |
| Cell Adhesion | 610182 | E-Cadherin | 36/E-Cadherin | Hu, Rat, Ms | WB, IP, IF, IHC | 150 μ g | Cancer research |
| | 610154 | β -Catenin | 14/Beta-Catenin | Hu, Rat, Ms | WB, IP, IF, IHC | 150 μ g | Cancer research |
| | 610921 | N-Cadherin | 32/N-Cadherin | Hu, Rat, Ms | WB, IF | 150 μ g | Cancer research |
| Cytoskeleton | 550513 | Vimentin | RV202 | Hu | WB | 50 μ g | Intermediate filaments |
| Protein kinase | 610107 | PKC α | 3/PKC α | Rat, Hu, Ms | WB, IP, IF, IHC | 50 μ g | Growth, differentiation, Cancer research |
| Scaffolding protein | 610177 | RACK1 | 20/RACK1 | Hu, Rat, Ms | WB, IP, IF, IHC | 50 μ g | Signal transduction |
| Ubiquitination | 612696 | TSG101 | 51/TSG101 | Hu | WB | 50 μ g | Cancer research |

還有多種抗體，歡迎洽詢騰達行業務。

BD OptEIA™ ELISA Set

- 片段型專一性抗體 (fragmented(Fab) detection antibody)，可降低背景值和非特異性結合自身抗體和血漿蛋白
- 準確定量血清、血漿及細胞培養液裡的細胞激素
- 每組 set 包含 20 個 96 well plates 的試劑，並附完整操作手冊
- 產品內容：capture antibody, detection antibody, standard, streptavidin-HRP

買一組 即送
TMB Substrate
(限定批號、效期)

明星商品推薦

| 品項 | 貨號 | 品名 | Assay range (pg/mL) | 包裝 |
|---------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| T cell 免疫研究推薦 | 555212 | Human TNF OptEIA ELISA Set | 7.8~500 | 20 plates |
| | 555142 | Human IFN- γ OptEIA ELISA Set | 4.7~300 | 20 plates |
| | 555190 | Human IL-2 OptEIA ELISA Set | 7.8~500 | 20 plates |
| 熱銷呈色劑 | 555214 | TMB Substrate OptEIA Reagent Set | | 1 Set (300 mL each of 2 reagents) |

還有多種 BD OptEIA™ ELISA Set 產品，歡迎洽詢騰達行業務。



Antibodies Panel Kits

- 熱門研究領域相關 marker 的抗體套組
- 套組包裝：5 管小包裝 (25 μ L) 抗體
- 可應用實驗：WB, IF, IHC
- 適用的物種：包括 Human、Mouse、Rat 等

Antibodies Panel Kits

 特價 \$ **8,000** /組

 Primary 兔多株抗體 (包裝 100 μ L)

 特價 \$ **7,500** 元


Organelle Exosome Marker



Extracellular Matrix Profiling



Angiogenesis



Cardiovascular



Adipogenesis



Neuroinflammation



Oncology



明星商品推薦

| 貨號 | 抗體分類 | 內含抗體 | 樣本物種 | Isotype | 可應用實驗 | 包裝 |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|
| IRAP5003 | Exosome Marker Antibody Panel | CD9 antibody | Hu、Ms、Rat | Rabbit IgG | WB, IF, IHC | 25 μ L |
| | | CD63 antibody | | | | 25 μ L |
| | | CD81 antibody | | | | 25 μ L |
| | | ALIX antibody | | | | 25 μ L |
| | | GAPDH antibody | | | | 25 μ L |
| IRAP5006 | Cardiovascular Antibody Panel | CD142 / Tissue Factor antibody | Hu、Ms、Rat | Rabbit IgG | WB, IF, IHC | 25 μ L |
| | | Troponin I antibody | | 25 μ L | | |
| | | Desmin monoclonal antibody | | mouse IgG | WB, IF, IHC | 25 μ L |
| | | α -Smooth Muscle Actin antibody | | Rabbit IgG | | 25 μ L |
| | | E-selectin / CD62E antibody | | 25 μ L | | |
| IRAP5014 | Mature Neuron Marker Antibody Panel | NeuN antibody | Hu、Ms、Rat | Rabbit IgG | WB, IF, IHC | 25 μ L |
| | | MAP2 antibody | | | | 25 μ L |
| | | Tuj1 antibody | | | | 25 μ L |
| | | NF-L antibody | | | | 25 μ L |
| | | NF-H antibody | | | | 25 μ L |
| IRAP5019 | Cancer Stem Cell Antibody Panel | CD133 antibody (Intracellular) | Hu、Ms、Rat | Rabbit IgG | WB, IF, IHC | 25 μ L |
| | | CD133 antibody (Extracellular) | | | | 25 μ L |
| | | EpCAM antibody (Intracellular) | | | | 25 μ L |
| | | EpCAM antibody (Extracellular) | | | | 25 μ L |
| | | CD44 antibody | | | | 25 μ L |

還有多種 antibody panel 組合，歡迎洽詢騰達行業務。

Flow antibody 買3送1

滿3萬即享5折加購 Brilliant Stain Buffer plus (#568264)

品質保證

BD 多色螢光系列抗體，均經過嚴格的確效程序，以確保穩定性

彈性應用

抗體的高亮度及高解析度，搭配多色配色讓實驗設計更加彈性

熱賣新品

新推出的 Real Yellow/Blue 螢光與其他螢光間的干擾更低，讓 data 分析更輕鬆

| | Very Bright | Bright | Moderate | Dim |
|------------------------|--|--|--|---|
| Ultraviolet (355 nm) | | BD Horizon™ BUV563 BD Horizon™ BUV615 BD Horizon™ BUV661 BD Horizon™ BUV737 | BD Horizon™ BUV395 BD Horizon™ BUV496 | BD Horizon™ BUV805 |
| Violet (405 nm) | BD Horizon™ BV421 BD Horizon™ BV650 BD Horizon™ BV711 | BD Horizon™ BV480 BD Horizon™ BV605 BD Horizon™ BV786 | BD Horizon™ BV510 BD Horizon™ BV750 | BD Horizon™ V450 BD Horizon™ V500 |
| Blue (488 nm) | BD Horizon™ BB515 BD Horizon™ BB700 BD Horizon™ PE-CF594 PE-Cy™ 5 BD Horizon RealBlue™ 780 | PE PE-Cy™ 7 | FITC Alexa Fluor® 488 PE-Cy™ 5.5 BD Horizon RealBlue™ 545 | PerCP |
| Yellow/ Green (561 nm) | PE BD Horizon™ PE-CF594 PE-Cy™ 5 PE-Cy™ 7 BD Horizon RealYellow™ 586 | | | |
| Red (640 nm) | | APC Alexa Fluor® 647 BD Horizon™ APC-R700 BD Horizon™ R718 | | Alexa Fluor® 700 APC-H7 APC-Cy™ 7 |



號外 新品上市

BD Pharmingen™ MonoBlock™ Leukocyte Staining Buffer



可有效減少某些螢光*的非特異性背景染色，讓流式細胞實驗分析更準確！

*cyanine-type dyes (PE-Cy5, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC-Cy7, APC-H7, and others) and non-cyanine tandem dyes (eg, PE-CF594).


全面 **7折**

| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 570004 | MonoBlock™ Leukocyte Staining Buffer | 25 Tests |
| 570003 | | 100 Tests |
| 570002 | | 500 Tests |
| 564219 | Human Fc Block Pure Fc1.3216 | 50 µg |
| 564220 | | 250 µg |
| 553141 | Mouse Fc Block Pure 2.4G2 | 100 µg |
| 553142 | | 500 µg |

額外好康享不完

MonoBlock™ Leukocyte Staining Buffer + Human or Mouse Fc Block

組合價 **6折**




年度銷售冠軍

Annexin V 細胞凋亡套組

- 只需 15 分鐘，讓您快速偵測早期 apoptosis 指標
- 無需固定，無需 Wash 活細胞即可偵測
- 利用 Flow cytometry 分析結果


下殺優惠價 單組 \$ **9,000** 元

兩組 \$ **16,000** 元



- ① 代表健康的細胞
- ② 代表細胞凋亡早期的細胞
- ③ 代表細胞凋亡晚期 / 壞死的細胞

| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|--------|------------------------------|----------|
| 556547 | Annexin V FITC Apop Dtec Kit | 100 Test |



BD PHARMINGEN

即期良品 甜甜價

限定批號 數量有限 售完為止


| 品號 | 品名 | 批號 | 有效日期 | 甜甜價 |
|--------|--|---------|-----------|------------------|
| 554714 | Cytofix/Cytoperm Soln Kit 250 Tests | 2322509 | 113/06/30 | \$ 7,800 |
| 554722 | Fixation/Permeabilization Solution 125mL | 1361481 | 113/02/29 | \$ 3,340 |
| 612902 | Human CD14 BUV805 M5E2 100Tst | 3060683 | 113/07/31 | \$ 5,200 |
| 555990 | Human CD195 NALE 2D7/CCR5 500µg | 9303925 | 113/06/18 | \$ 11,720 |
| 561417 | Human CD3 V500 UCHT1 25 Test | 2325008 | 113/03/31 | \$ 4,000 |
| 565398 | Human CD326 BB515 EBA-1 50 Tests | 1228113 | 113/07/31 | \$ 5,200 |
| 566923 | Human CD4 PerCP-Cy5.5 SK3 100Tst | 2182385 | 113/05/31 | \$ 9,400 |
| 562794 | Human CD56 FITC B159 100Tests | 1111674 | 113/03/31 | \$ 5,300 |
| 566854 | Human CD8 Alexa 647 HIT8A 100Tst | 9231596 | 113/06/30 | \$ 5,900 |
| 563083 | Human HLA-DR BV510 G46-6 50 Test | 3026358 | 113/05/31 | \$ 8,900 |
| 554603 | Human IL-2 Recombinant 10µg | 2165159 | 113/06/30 | \$ 6,000 |
| 558276 | Human IL-6 CBA Flex Set A7 100 Tests | 2066640 | 113/04/30 | \$ 6,300 |
| 566649 | Human IRF4 PE Q9-343 25µg | 1280007 | 113/03/31 | \$ 8,200 |
| 747926 | Human NKG2A (CD159a) BB700 131411 50µg | 3033380 | 113/02/29 | \$ 9,900 |
| 565411 | Mouse F4/80 BV421 T45-2342 50µg | 1271103 | 113/02/29 | \$ 4,200 |
| 550883 | Mouse IgM Kpa ItCI APC G155-228 0.1mg | 1214223 | 113/05/31 | \$ 3,900 |
| 740157 | Mouse Ly-6G BV510 1A8 50ug | 3033467 | 113/02/29 | \$ 6,300 |
| 610177 | RACK1 Purified 20/RACK1 50µg | 6266642 | 113/07/31 | \$ 6,100 |
| 552844 | Rat Ig Kappa Comp Bead Set | 1123118 | 113/05/31 | \$ 6,800 |
| 562603 | Rat IgG2b Kpa ItCI BV421 R35-38 50µg RUO | 1340024 | 113/04/30 | \$ 5,800 |
| 555214 | TMB Substrate OptEIA Reagent Set | 1200668 | 113/05/23 | \$ 6,000 |
| 562574 | Transcription Factor Buffer Set 100Tests | 3248340 | 113/03/31 | \$ 7,500 |



WST-1 cell proliferation assay kit

粒腺體呼吸鏈上的酵素活性，往往成為判定細胞是否存活的依據：當細胞死亡時，酵素也跟著失去活性，只有活細胞的酵素才有活性，再加入呈色受質就可以定量存活的細胞量。

- 精確：細胞酵素代謝活性與細胞數量息息相關
- 快速：開始到結束最快只需一小時
- 簡單：只要一個步驟，不用 wash，不需其他試劑
- 安全：沒有放射性物質，沒有有機溶劑
- 完全水溶：無需再用 DMSO 回溶結晶





| Cat. No. | Description | Size | Detection |
|----------|--|------------|--------------|
| MK400 | Premix WST-1 Cell Proliferation Assay System | 2500 Tests | Colorimetric |

In Situ Apoptosis Detection Kit


透過 TUNEL Assay (TdT-mediated dUTP Nick End Labeling)，螢光素標記的核苷酸將結合至 DNA 片段的 3' 端以檢測在細胞凋亡過程中片段化的 DNA，進而可對單一凋亡細胞進行檢測與組織定位。

組織切片 or 固定細胞 皆可用
螢光 or 光學顯微鏡 都 OK

細胞染色檢測示意圖 (流式細胞儀 / 螢光顯微鏡)



組織切片染色檢測示意圖



- 快速：直接的 TUNEL labeling assay，最快僅需 1~2 小時
- 靈敏：可偵測單一細胞的細胞凋亡前期狀態
- 專一：僅染色凋亡細胞，排除壞死細胞 (Necrosis)
- 彈性：Kit 內所有組件皆可單獨購買
- 安全：內容物不含 Cacodylic acid 等危險試劑

| Cat. No. | Event | Measure | Product | Package Size | Detection |
|----------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------------|---|
| MK500 | Apoptosis | DNA fragmentation | In Situ Apoptosis Detection Kit | 20 Assays | Light microscopy; Fluorescence microscopy; Flow cytometry |

Millicell® Cell Culture Inserts

其他品項 **75** 折

- 膜材多樣化：PTFE、MCE、PC、PET 膜可供挑選
- 多種孔徑可選擇：0.4、1、3、5、8、12 μm
- 單顆無菌包裝，可依實驗調整使用量，不浪費



站立式

圓柱型加高設計
內外培養液不易相混



懸掛式

三端不對稱設計
方便更換溶液



組織培養

PTFE 膜材質
有良好的氧通透性
適合用來培養組織

| Insert format | membrane material | Cat no. | pore size (um) | device size (wells) | qty / pk | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------|--|--|--|
| 站立式 | Organotypic | | | | | | | |
| | PTFE 組織培養 (Organotypic) 專用 | PICM0RG50 | 0.4 | 6 | 50 | | | |
| | HA Insert | | | | | | | |
| | MCE | PIHA03050 | 0.45 | 6 | 50 | | | |
| | | PIHA01250 | 0.45 | 24 | | | | |
| | CM Insert | | | | | | | |
| | PTFE | PICM03050 | 0.4 | 6 | 50 | | | |
| | | PICM01250 | 0.4 | 24 | | | | |
| | PCF Insert | | | | | | | |
| | polycarbonate | PIHP03050 | 0.4 | 6 | 50 | | | |
| | | PIHP01250 | 0.4 | 24 | | | | |
| | | PITP01250 | 3 | | | | | |
| | | PI8P01250 | 8 | | | | | |
| | | PIXP01250 | 12 | | | | | |
| 懸掛式 | PET Insert | | | | | | | |
| | PET | PTHT06H48 | 0.4 | 6 | 48 | | | |
| | | PTRP06H48 | 1 | | | | | |
| | | PTSP06H48 | 3 | | | | | |
| | | PTMP06H48 | 5 | | | | | |
| | | PTEP06H48 | 8 | | | | | |
| | | PTHT12H48 | 0.4 | 12 | | | | |
| | | PTRP12H48 | 1 | | | | | |
| | | PTSP12H48 | 3 | | | | | |
| | | PTMP12H48 | 5 | | | | | |
| | | PTEP12H48 | 8 | | | | | |
| | | PTHT24H48 | 0.4 | 24 | | | | |
| | | PTRP24H48 | 1 | | | | | |
| | | PTSP24H48 | 3 | | | | | |
| | | PTMP24H48 | 5 | | | | | |
| | | PTEP24H48 | 8 | | | | | |
| | | 熱銷 | | | | | | |



Fetal Bovine Serum (Cat no. 12103C-500ML)

Premier 等級 來自北美的胎牛血清

- 經多種無菌測試，採用 0.1 μm 濾膜過濾 3 次
- 高達 12 項的病毒檢測
- 內毒素和血紅素符合規範
- 通過多項測試標準，包含細菌、病毒、支原體、內毒素、血紅蛋白...等



細胞實驗神器組合價 \$ **15,000** 元

FBS 胎牛血清 1 瓶 (500 mL) + EZ slide 可拆式細胞培養玻片 1 盒 (16 片 / 盒)

Millicell® EZ Slide 4 / 8 well

種細胞、培養、加藥、固定、染色，一片搞定！

| 貨號 | 品名 | 規格 |
|-----------|--|----|
| PEZGS0416 | Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile | 16 |
| PEZGS0816 | Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile | 16 |



ZENOGEN PHARMA CELLBANKER RUO grade

- 細胞解凍後存活率依然高於 90%
- 通用所有種類的細胞

細胞功能
維持完整

存活率
> 90%

Ready
to use

-80°C
儲存

批次
差異小



含 80% FBS

熱銷品

Cellbanker® 1 (20 mL / 100 mL)




不含 FBS

適合無血清培養環境，
降低後續蛋白純化困難

Cellbanker® 2 (20 mL / 100 mL)

買 **1** 瓶 100 mL 凍存液 送 **1** 箱 濾杯

Sterile 500 mL Steritop, 0.22 μm, PES, 45 mm (12 個 / 箱)
(Cat no. S2GPT05RE)



P.14 - P.15

單筆滿 \$10,000 送 康寧多功能長方形保鮮盒

(市值 600 元) 不可累贈，數量有限，送完為止



#FALCON F0025



多功能分隔組裝方式



二合一完整收納



玻璃盒身單一使用



中層分隔可單一使用



任選 5 個 \$ 10,000 元

(不可重複)

| | | |
|---|--|--|
| <p>10 mL 半紙半塑膠 Pipet 1 箱 (#357551)</p> | <p>指定品項</p> <p>75 T 直頸細胞培養瓶 1 箱 (#353110)</p> | <p>6 well 細胞培養盤 1 箱 (#353046)</p> |
| <p>50 mL 離心管 1 箱 (#352070)</p> | <p>指定品項</p> <p>5 mL 全塑膠 Pipet 1 箱 (#356543)</p> | <p>15 mL 離心管 1 箱 (#352096)</p> |
| <p>10 cm 細胞培養皿 1 箱 (#353003)</p> | <p>96 well 細胞培養盤 1 箱 (#353072)</p> | <p>75 T 彎頸細胞培養瓶 1 箱 (#353136)</p> |

購買 指定品項，加碼送 神秘小禮物

#FALCON F0024



Non-filter Tip 專區

規格二選一

■ 盒裝滅菌【尺寸任選 5 條】

| 品號 | 品名 | 規格 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BIOTIX M-0010-9SC | 10ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| BIOTIX M-0200-9SC | 200ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| BIOTIX M-0300-9SC | 300ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| BIOTIX M-1250-9SC | 1250ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| NEPTUNE 2042.S | 10ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| NEPTUNE 2342.S | 10ul XL non-filter tips | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| NEPTUNE 2102.S | 200ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| NEPTUNE 2092.S | 300ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |
| NEPTUNE 2372.S | 1250ul non-filter tips (低殘留) | 96 tips/ box, 10 boxes/pack |

■ 散裝【尺寸任選 10 包】

| 品號 | 品名 | 規格 |
|------------------|-------------------------------|----------------|
| BIOTIX M-0010-BC | 10ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| BIOTIX M-0200-BC | 200ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| BIOTIX M-0300-BC | 300ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2040 | 10ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2340S3 | 10ul XL non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2100 | 200ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2090 | 300ul non-filter tips (低殘留) | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2160 | 1000ul non-filter tips | 1000 tips/ bag |
| NEPTUNE 2370.N | 1250ul non-filter tips | 1000 tips/ bag |

微量離心管專區

■ 【尺寸任選 8 包】

| 品號 | 品名 | 規格 |
|----------------|--|----------|
| NEPTUNE 4445.X | 1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明) | 500/pack |
| NEPTUNE 3745 | 1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明) | 500/pack |
| NEPTUNE 3745.A | 1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (彩色) | 500/pack |
| NEPTUNE 3765 | 2.0 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明) | 500/pack |
| NEPTUNE 3765.A | 2.0 mL Graduated Microcentrifuge Tube (彩色) | 500/pack |

免費貼圖
領取小撇步

好友+起來
加騰達行官方 LINE



粉專讚出來
按讚 or 追蹤並截圖




貼圖領起來
截圖傳給小幫手



*需加小幫手好友

依序完成 3 步驟即可領取科學 Crown 貼圖 (16 張 / 組) , 活動至 2024/3/31 止



PBS 錠 買 3 送 1

- 一罐 100 錠，一錠可泡 1,000 mL
- pH7.4 一沖搞定，免調整 pH 值好方便
- ELISA / WB / Wash buffer / Sample dilution 等好多種應用



| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|-------|---|-------------|
| T9181 | Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets | 100 Tablets |
| T9182 | Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets without Potassium | 100 Tablets |
| T9183 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) Tablets | 100 Tablets |

預混型袋裝 Yeast media 2 組 7 折

- 一袋粉末加 500 mL dH₂O、滅菌，簡單完成
- 免額外秤量、混合、調整 pH 值
- 多種 Dropout mixes 自由選擇



單包裝
好方便

| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Rich Media (用於未轉形酵母菌的日常培養) | | |
| 630306 | YPDA Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630307 | YPDA With Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| Minimal Media Single Dropouts (SDO) | | |
| 630308 | SD-Trp Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630309 | SD-Trp with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630310 | SD-Leu Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630311 | SD-Leu with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630313 | SD-His with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630314 | SD-Ura Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630315 | SD-Ura with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| Minimal Media Double Dropouts (DDO) | | |
| 630316 | SD-Leu/-Trp Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630317 | SD-Leu/-Trp with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| Minimal Media Triple Dropouts (TDO) | | |
| 630318 | SD-His/-Leu/-Trp Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630319 | SD-His/-Leu/-Trp with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630320 | SD/-Leu/-Trp/-Ura Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| Minimal Media Quadruple Dropouts (QDO) | | |
| 630322 | SD-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630323 | SD-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630324 | SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura Broth | 10 x 0.5 L Pouches |
| 630325 | SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura with Agar | 10 x 0.5 L Pouches |



DNA 萃取試劑

CP 值高 · 新手入門 Quick-DNA kits

- 適用樣本 (Cells、Whole blood、Swab)
- 操作簡單、快速，20 分鐘即可完成實驗
- 下游可用於 PCR、酵素水解、甲基化分析、定序等實驗

通用性高 · 高手首選 Quick-DNA plus kits

- 雙 lysis buffers 系統 (Red、Blue)，內附 Proteinase K，適用多種樣本 (Cells、Biological Fluids、Swab、Solid Tissues)
- 下游可用於 PCR、酵素水解、甲基化分析、次世代定序等實驗

Biological Fluid & Cells
Whole blood, semen, buffy coat, saliva, body fluids, milk, *E. coli*, insect, mammalian cells (e.g. HeLa, buccal, drosophila, etc.)


Solid Tissues
Tail snips, ear punches, organ biopsies (brain, liver, heart, kidney, muscle, stomach, etc.)

雙 lysis buffers 系統 (Red、Blue)
適用於多種樣品處理

| Cat. No. | Product | Size | DNA Recovery | Minimum Elution | Cells/Tissue |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--|
| D3020 | Quick-DNA™ Microprep Kit | 50 preps | 5 µg | 10 µL | ≤ 10 ⁶ cells |
| D3021 | | 200 preps | | | |
| D3024 | Quick-DNA™ Miniprep Kit | 50 preps | 25 µg | 35 µL | ≤ 5 x 10 ⁶ cells |
| D3025 | | 200 preps | | | |
| D4074 | Quick-DNA™ Microprep Plus Kit | 50 preps | 5 µg | 10 µL | ≤ 10 ⁶ cells ≤ 5 mg tissue |
| D4068 | Quick-DNA™ Miniprep Plus Kit | 50 preps | 25 µg | 35 µL | ≤ 5 x 10 ⁶ cells |
| D4069 | | 200 preps | | | ≤ 25 mg tissue |
| D4075 | Quick-DNA™ Midiprep Plus Kit | 25 preps | 125 µg | 200 µL | ≤ 3 x 10 ⁷ cells ≤ 125 mg tissue |

PCR Strip MagStand

- PCR tube 適用
- 磁力佳！大受好評



甜甜價 \$ **2,500** 元

| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|----------|--------------------|--------|
| 3DP-1002 | PCR Strip MagStand | 1 unit |

DNase I Set



- 10 倍速度消化 DNA
- 經認證不含 RNase 和蛋白酶
- 耐受 10 次以上凍融循環



| 貨號 | 品名 | 包裝 |
|-------|-------------|---------|
| E1010 | DNase I Set | 250U |
| E1011 | DNase I Set | 1500U |
| E1012 | DNase I Set | 5x1500U |

買 **7500U** 贈 **1750U**

(買 E1012 送 E1011+E1010)




寡核苷酸合成服務 Oligo Synthesis Service

20 年專業合成經驗，供應高品質、高純度 oligo

| | DNA Oligo | RNA Oligo |
|-------|---|---|
| 合成長度 | 6-200 nt | 4-180 nt |
| 修飾種類 | 超過 200 種 | |
| 合成量 | mg 級至 kg 級 | |
| 純化方式 | Desalt, PAGE, HPLC, PAGE+, HPLC+ | Desalt RNase HPLC |
| 應用 | qPCR、NGS、PCR、DNA 定序、點突變等 | 基因編輯、RNA 藥物、基因功能性分析等 |
| QC 項目 | 1. 質譜分析 MS：分子量誤差 $\leq 0.05\%$ 2. 高效能液相層析 HPLC：純度高於 90% 3. 毛細管凝膠電泳 CGE 純度分析服務 4. 液相層析質譜儀 LC MS/MS 定序服務 | 1. 質譜分析 MS：分子量誤差 $\leq 0.05\%$ 2. 高效能液相層析 HPLC：純度高於 90% 3. 液相層析質譜儀 LC MS/MS 定序服務 4. 內毒素含量分析 5. 生菌試驗 |

Oligo modification position

✓ 修飾位點：5' 端、3' 端、5' 及 3' 端、中央、核苷酸修飾



Oligo modifications/labeling (provided by GenScript)

✓ Special Bases

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ferrocene dT | 1-Methyl-Pseudo-Uridine |
| Ferrocene dI | 2-Amino-purine |
| 5-Carboxyl dC | 5-Fluoro dU |
| 5-Formyl dC | 5-Fluoro I |
| N6-Methyl-rA | 5-Iodo dC |
| Bromodomain | N6-Methyl dA |
| 7-deaza-2' -dG | 2-methyl I |
| 2'-O-Methyl-5-Methyl C | U |
| 5'-Hydroxymethyl dC | I |
| Iso deoxy bases | ri |
| 5-methyl isodeoxycyto sine | O4 Triazolyl dU |
| N3-Methyl-dC | N1-Methyl-dC |
| Chimeric DNA base | 8-oxo-dG |

✓ Modifications

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Biotin modifications | Spacers modifications |
| Amino modifications | Quenching group |
| Mercaptan modifications | Fluorophore |
| Digoxin | Thiosubstitution |
| Cholesterol | Nucleotide inversion |
| Methacrylate | Pentasaccharide 2&3 positions |
| Click reaction related modifications | Phosphorylation |
| Diphenyl-cyclooctyne | Adenylation |
| Penta saccharide 2&4 positions | Peptide-oligo conjugates |
| Aminobutylethyl isoluminol | Thymidine Glycol |
| Palmitate acid | Puromycin |
| Symmetric Doubler | DMT ON |
| TCO | Nitroindole |



GenTitan™ Oligo pools




採用互補式金屬氧化物半導體 (CMOS) 技術



高同質性



高精準度



單一晶片可承載
超過 8 百萬條 oligo

應用面向

CRISPR
gRNA
Library

shRNA
Library

NGS target
enrichment

protein/
antibody
engineering 等

Oligo Popular Applications

✓ qPCR Probes and Oligo Primers

- 優化 pH 及緩衝液，提升螢光修飾的穩定度
- 高精確性、高靈敏度、高穩定性、高批次同質性
- 合成長度：15-30 nt (qPCR probe)、15-59 nt (qPCR oligo)

✓ Next Generation Sequencing

- Hybridization-based target enrichment :
提供高同質性 5' biotin ssDNA 探針 (80-150 nt)
- Amplicon-based target enrichment :
提供高純度客製化 Multiplex PCR 引子 (15-150 nt)
- NGS Adapter :
合成長度 15-80 nt，批次 QC 交叉汙染率極低 (<0.01%)

GenScript
Make Research Easy

全面 **85** 折



CELLINK

A BICO COMPANY

Leading the way in 3D bioprinting



瑞典不只有諾貝爾獎、VOLVO 和 IKEA，現在還有 CELLINK。

CELLINK，來自瑞典的 3D 生物列印領域專家，打造出實驗室專屬 3D 生物列印機，可列印含細胞的 3D 模型，最高程度模擬生理狀態，促使癌症研究、藥物輸送 / 篩選、血管生成及組織工程 ... 等研究能有更多探討可能性。

CELLINK，與您一同開啟細胞立體培養新世界。

CELLINK

BY the Numbers

65+

Countries

1200+

Publications

1600+

Instruments



預約 demo 享好禮

3 月底前預約 Bio X / Lumen X demo，可於完成 demo 後獲贈瑞典 IKEA 禮物卡 \$100 元 (以實驗室為單位)

demo 後，購買任一款生物列印機再送 IKEA BLÅHAJ 鯊魚 填充玩具一隻
長度：100 公分，數量有限，送完為止

